

CANETA PARA UNHA XÔ RESSECAMENTO

NC 1.140823.ctd

LINHA
SKIN.Q



Em uma era onde unhas de gel e de porcelana são grande tendência, é importante fornecer produtos que deem suporte para a manutenção da integridade das unhas.

O complexo de ativos presentes no Bio Capigen VEG V2, estimula a síntese de queratina (KRT1) em 26%, que é uma proteína estrutural importantíssima para as unhas pois garante e devolve a resistência, endurecimento e brilho das unhas!

CANETA PARA UNHA - XÔ RESSECAMENTO		NC 1.140823.ctd
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	%
A	Água Destilada	76,70
	EDTA Dissódico	0,10
	Original Extract Apple	10,00
	Glicenat® GC K	3,00
	Rheozan® SH	0,20
B	Alkonat CE 200 F	1,50
	Oxismooth CP	2,00
	Triglicérides do Ácido Cáprico/Caprílico	3,00
C	Bio Capigen VEG V2	3,00
	Ethylhexylglycerin/Phenoxyethanol	0,50

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Adicionar os ingredientes no recipiente principal e homogeneizar. Pulverizar o Rheozan® SH sob agitação e homogeneizar até completa dispersão. Aquecer até 70-75°C.
FASE B	Adicionar no recipiente auxiliar e aquecer até 70-75°C. Ao atingir a temperatura verter no recipiente principal sob agitação e mantendo aquecimento por 5 minutos. Iniciar o resfriamento até 40 °C.
FASE C	Adicionar no recipiente principal e homogeneizar.

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Emulsão fluída branca.
	pH = 5,00 - 6,00

